

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vacuklav MELAG

Popis technologie.

Parní autokláv

Technická data jednotlivých technologických prvků.

Vacuklav Melag s frakcionovaným vakuem

(stejná instalační příprava jako pro pračku)

Sterilizátor je většinou umístěn na pracovní desce a potřebuje připojení na:

- **vodovodní řád**

zakončen přístupným uzavíratelným pračkovým ventilem $\frac{3}{4}$ " pod úrovní pracovní desky

- **odpad**

pračkový sifon pod úrovní pracovní desky (doporučujeme samostatný vývod odpadu pro sterilizátor před napojením např. do sifonu od dřezu) **odpad musí být níž než je umístěný Vacuklav Melag a do max. vzdálenosti 1m od umístění Vacuklavu**

- **elektrická energie 230 V**, max. 3400 W

zásuvka v okruhu s proudovým chráničem B16 A, $\varphi = 0,03$ A.

Počítat ještě se zásuvkou pro případnou tiskárnu popř.zapisovačku na CF kartu, svařovačku folií a výrobník destilované vody Meladem.

Technické parametry:

Typ s napojením na vodovodní řád a odpad (šířka Vacuklavu je bez úpravny vody Meladem 40 jinak je potřeba připočíst 16 cm) a dalších 10 cm po stranách kvůli chlazení přístroje.

Typ	váha	objem	příkon	(š x v x h)	pracovní deska h
24 B+	49kg	22litrů	2500W	42,5cm x 48,5cm x 66cm	60cm
30 B+	44kg	18litrů	2500W	42,5cm x 48,5cm x 57cm	50cm
40 B+	57kg	18litrů	3400W	46,0cm x 56,0cm x 55cm	50cm
44 B+	62kg	22litrů	3400W	46,0cm x 56,0cm x 68cm	60cm

Typ tzv.samostojný (bez napojení na vodovodní řád a odpad)

23 B+	48kg	22litrů	2500W	42,5cm x 48,5cm x 72cm	60cm
31 B+	44kg	22litrů	2500W	42,5cm x 48,5cm x 57cm	50cm
41 B+	59kg	18litrů	3400W	46,0cm x 56,0cm x 55cm	50cm
43 B+	66kg	22litrů	3400W	46,0cm x 56,0cm x 68cm	60cm

+ 10 cm po stranách kvůli chlazení přístroje

Při umístění Vacuklavu do vestavné skříňky je její potřebná šířka min. 80 cm.

Melaseal (svařovačka folií)

Zásuvka 230V, max. příkon 300W

Váha 5,4 Kg

Rozměr (š x v x h) 41,5cm x 37cm x 28cm